



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Certificamos que o produto abaixo relacionado foi aprovado no processo de controle de qualidade.

Produto	Papel filtro qualitativo
Código	501.015
Lote	26336.0623
Data de validade	06/2033

PARÂMETRO	CARACTERÍSTICA
Apresentação	Embalagem com 100 folhas
Gramatura (g/m²)	80
Diâmetro (cm)	150
Espessura (mm)	0,17
Velocidade de filtração (s) DIN 53137	22
Teor de cinzas (%) DIN 54370	< 0,1
Capacidade de retenção (µm)	4 - 12

Este documento foi produzido eletronicamente, sendo válido sem assinatura.