

Lote: 2401120182  
Codigo: A09689RA  
Data Fabricação: 06/03/2024  
Data Validade: 06/03/2030  
CAS: 67-64-1  
Formula Molecular: C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O  
Peso Molecular: 58,08 g/mol

## ACETONA PA ACS 5L

Características	Especificações	Resultados
TEOR (CONCENTRAÇÃO)	MIN. 99,5 %	99,97 %
COR (APHA)	MÁX. 10	0,00
RESIDUO APOS EVAPORACAO	MÁX. 0,001 %	<0,001 %
SOLUBILIDADE EM AGUA	PASSA NO TESTE	PASSA NO TESTE
ACIDO TITULAVEL	MÁX. 0,0003MEQ/G	<0,0003 MEQ/G
BASE TITULAVEL	MÁX. 0,0006MEQ/G	<0,0006 MEQ/G
ALDEIDO (COMO HCHO)	MÁX. 0,002 %	<0,002 %
ALCOOL ISO-PROPILICO	MÁX. 0,05 %	<0,05 %
METANOL (CH <sub>3</sub> OH)	MÁX. 0,05 %	0,00 %
SUBST. REDUTORAS DE KMnO <sub>4</sub>	PASSA NO TESTE	PASSA NO TESTE
AGUA (H <sub>2</sub> O)	MÁX. 0,5 %	0,00 %

Documento emitido eletronicamente sob a responsabilidade do Departamento de Controle de Qualidade  
Aprovado por EDINILSON BARROS DE ALEXANDRIA - CRQIV 04414108