



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 166/22

**Produto:** DIATOMITA HFST

**Cod.:** 25778

**Lote:** 12558

**Embalagem:** Sacos de rafia reforçado com 22,7 kg

**Data de Fabricação:** 18/07/2023


**Validade:** Não definida, produto não perecível

## Resultados Analítico do lote

Item	Especificação	Resultados Obtidos
Densidade Úmida (g/L)	300 – 350	350
Permeabilidade (Darcy)	1,00 – 1,20	1,19
Densidade Aparente Livre (g/cm <sup>3</sup> )	0,20 – 0,24	0,24
Retenção # 200 (%)	20,00 – 35,00	29,4
Ph (solução 10% em água)	8,0 – 10,0	9,8
Perda ao Fogo + Umidade* (%)	Máx. 2,00	0,7

\* Umidade garantida até carregamento.

Prazo de validade: indeterminado, desde que acondicionado adequadamente conforme descrito na FISPQ 1001.

Resp. Técnico:  Mariana S Silva  
CRQ.: 177955 4ª Região

**Satelit Produtos para Laboratórios Ltda**  
Rua Bolívia, 918 - 14075-250 - Vila Mariana  
Ribeirão Preto - SP  
CNPJ.: 09 418 035/0001-10